

ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE DI CAMPIONI (si prega di leggere con attenzione)

- **Sono necessari almeno 100 campioni** dello stesso tipo per consentirci effettuare il test in condizioni simili alla produzione.
- Hai differenti campioni di prodotto da testare? Seleziona quelli più rappresentativi per ciascuna famiglia: durante il test, valuteremo le performance di componenti che cambiano significativamente per dimensioni, peso, geometria e caratteristiche superficiali (appiccicosi, oleosi, sporchi ...).
- Il materiale ricevuto verrà conservato per 1 anno dal momento dell'accettazione e quindi smaltito.

Indirizzo di spedizione:

ARS Srl:

Via G. Vico, 7 - Arezzo (AR)

52100 Italy

to the attention of (specify your contact's name)

COSTI

(si prega di leggere attentamente)

- Se sei basato al di fuori dell'UE, invia campioni gratuiti con il tuo corriere con gli Incoterms DDP (Delivery Duty Paid).
- Allega una fattura proforma con una accurata descrizione della merce (la sola dicitura "campioni gratuiti" non basta) e un valore unitario basso che corrisponda circa ai tuoi costi di produzione per gli articoli. **IMPORTANTE: prima di procedere con la spedizione effettiva, condividi gentilmente una copia di detta fattura con il nostro team per la pre-accettazione e la conferma.**
- Se i prodotti non sono contrassegnati come campioni gratuiti o se si verificano costi per ARS per le operazioni di sdoganamento, il materiale verrà respinto!
- Ogni volta che vengono spediti diversi componenti o richiedi studi lunghi e molto accurati, ARS si riserva il diritto di fare un preventivo e fatturare il test di fattibilità.
- Se lo smaltimento dei prodotti dovesse richiedere dei costi, ARS si riserva il diritto di rimandare il materiale di test al cliente addebitando le spese di spedizione al cliente stesso.
- Il cliente può richiedere il ritorno del materiale di test a proprie spese.
- Salvo diversa indicazione, ARS si riserva il diritto di conservare il materiale di test per i propri archivi e per eventuali scopi formativi.